Ploché papierovo-fóliové vrecká a rolky (IRRAD, EO) BOM

Špeciálne balenie na radiačnú sterilizáciu.

Použitie:

- ako obal na sterilizáciu žiarením (IRRAD) a etylénoxid (EO) s dodatočným indikátorom sterilizačnej metódy

Výrobok spĺňa požiadavky of EN 868-6, EN 868-5, EN ISO 11607-1 and EN ISO 11607-2.

Druhy:

- vrecká
- rolky

Veľkosť a balenie:

- vrecká – široká škála veľkostí: šírka od 40 mm do 600 mm; dĺžka od 90 mm do 1200 mm; balené po 100 ks
- rolky – široká škála veľkostí: šírka od 50 mm do 650 mm; dĺžka 60 m a 200 m; balené po 1 ks





MD

>>

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026