Ploché papierovo-fóliové vrecká a rolky (STEAM, EO, FORM) BOM

Ploché papierovo-fóliové vrecká na sterilizáciu.
Vysokokvalitné materiály použité pri výrobe obalov, ako aj overený technologický výrobný proces poskytujú „peel“ efekt-bezprašné otváranie obalov. To minimalizuje riziko kontaminácie časticami celulózy, ktoré sa môžu objaviť pri otváraní papierových obalov.
Chemické indikátory procesu sterilizácie sú vytlačené na papieri v oblasti zvaru.
Výrobok spĺňa požiadavky EN 868-3, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2 a EN ISO 11140-1.




Použitie:

- ako obal na sterilizáciu parou (STEAM), etylénoxidom (EO) a formaldehydom (FORMA))

Druhy:

- vrecká
- rolky





Veľkosť a balenie:

- vrecká – široká škála veľkostí: šírka od 40 mm do 600 mm; dĺžka od 90 mm do 1200 mm; balené po 100 ks
- rolky – široká škála veľkostí: šírka od 50 mm do 650 mm; dĺžka 60 m a 200 m; balené po 1 ks

MD

>>

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026