# Ploché rolky Tyvek® -fólie (PLASMA) BOM

Tyvek® fóliový obal na sterilizáciu plazmou.
Tyvek® je veľmi pevný materiál s vysokou odolnosťou proti roztrhnutiu a prepichnutiu, ktorý je vyrobený z polyetylénových vlákien s vysokou hustotou, spojených teplom a tlakom. Tyvek® neobsahuje žiadne lepidlá, spojivá ani iné ďalšie materiály.
Vysokokvalitné materiály použité pri výrobe obalov, ako aj overený technologický výrobný proces poskytujú „peel“ efekt-bezprašné otváranie obalov.
Chemické indikátory procesu sterilizácie sú vytlačené na Tyvek® v zvare.
Výrobok spĺňa požiadavky PN-EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1, PN-EN ISO 11607-2, PN-EN ISO 11140-1.



Použitie:

- ako obal na sterilizáciu plazmou ($VH_2O_2$)
- na základe individuálnej objednávky je možné vyrobiť obal Tyvek® na sterilizáciu žiarením (IRRAD) a etylénoxidom (EO)

MD

Druhy:

- rolky

>>

Veľkosť a balenie:

- široká škála veľkostí: šírka od 50 mm do 650 mm a dĺžka od 70 m do 100 m; balené po 1 ks

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026