- vonkajšia vrstva je vyrobená z medicínskej netkanej textílie
- vnútorná vrstva je vyrobená z celulózovej buničiny
- použitie celulózovej buničiny zvyšuje absorpčnú vlastnosť, čím sa stáva najviac absorpčným krytím
- môže byť sterilizované

Použitie:

- na obväzy rán a silne krvácajúce poranenia

Druhy:

- sterilné a nesterilné

Veľkosť a balenie:

- dostupné veľkosti: 10 cm x 15 cm, 10 cm x 20 cm
- sterilné: balené po 1 ks
- nesterilné: balené po 20 ks

POZNÁMKA: Na invazívne zákroky používajte výrobok iba v odvinutom stave.





MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026