Návlek z netkanej textílie na zdravotnícke vybavenie Matodrape

Vyrobené z netkanej textílie SMS odolnej voči roztrhnutiu. Návleky sú pripevnené k zariadeniu pomocou šnúrok alebo gumičiek.

Použitie:


- na zakrytie zdravotníckeho vybavenia


Druhy:


- jednodielny kryt ramena C (A, B)
- dvojdielny kryt ramena C (C)

Veľkosť a balenie:

- sterilné (sterilizované parou): balené v papierovom vrecku po 1 ks







MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026