Protéza kosti očnej jamky Codubix® ORBITAL WALL & Codubix® ORBITAL WALL 3D

Protézy očnicových kostí sa pletú z polypropylénovej priadze. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou, nízkou hmotnosťou a sú hydrofóbne, čo prispieva k tomu, že nepohlcujú telesné ani iné tekutiny. Protézy sú netoxické a majú rovnaké fyzikálne vlastnosti ako ľudské kosti. Pri implantácii je možné ich ľahko modelovať.

Použitie:


- na vyplnenie defektov očnej jamky (zlomeniny zygomaticko-čeľustnej-očnice, izolované zlomeniny očnej jamky) vzniknuté v dôsledku zlomenín strednej časti tváre lebky

Druhy:


- sterilná (sterilizovaná parou)
- štandardný druh
- 3D – pravá a ľavá – anatomický tvar

Veľkosť a balenie:

- štandardný druh: 40 mm x 50 mm
- 3D: pravá a ľavá vo veľkostiach S, M, L
- zabalená v papierovej fólii vložená do kartónovej krabice po 1 ks







MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou PCBC SA a nesú označenie CE s číslom 1434

>>

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026