Hodvábna náplasť Plastosilk

- vyrobená z bieleho syntetického hodvábu, ktorý zabraňuje macerácii pokožky
- má vynikajúcu priľnavosť, napriek tomu sa dá bezbolestne odstrániť bez zanechávania zvyškov
- zúbkované hrany na oboch stranách pre jednoduchšie odtrhnutie požadovanej dĺžky v ruke
- akrylové lepidlo nespôsobuje podráždenie pokožky

Použitie:

- na fixáciu obväzov a iných zdravotníckych pomôcok u pacientov s citlivou pokožkou

Druhy:

- nesterilná

Veľkosť a balenie:

- dostupné dĺžky: 5 m a 9,14 m a šírky 1,25 cm, 2,5 cm a 5 cm
- nesterilné: balenie v závislosti od veľkosti







MD

>>

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026