# Chirurgické čiapky Matodress

Chirurgické čiapky sú vyrobené z tenkej polypropylénovej netkanej textílie. Vďaka dobrej priedušnosti je zaistený vysoký komfort.
Chránia operačné pole pred kontamináciou, ako sú vlasy, odlupovaná pokožka, lupiny alebo prach.

Použitie:

- na operačných sálach

Druhy:

- s gumičkou, so zaväzovaním, s potítkom
- sterilné (sterilizované parou) a nesterilné
- farba: modrá

Veľkosť a balenie:

- sterilné: balené v blistri po 1 ks
- nesterilné: balené v kartónovej krabici po 100 ks








MD

**Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274**

>>

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026