Chirurgické plášte Medidress PERFECT

Plášť poskytuje veľký komfort počas používania a poskytuje plnú ochranu pred prienikom mikroorganizmov a tekutín. Ramená a zadná časť plášťa sú vyrobené z polyesterovej tkaniny, ktorá zaisťuje dobrú priedušnosť. Predná časť plášťa a predlaktia sú vyrobené z trojvrstvového laminátu s bariérovými vlastnosťami.

Použitie:

- ako odev pre zdravotnícky personál, používaný na dlhé a vysoko invazívne lekárske zákroky, výrobok je v súlade s EN 13795

Druhy:

- nesterilné
- farby: zelená, modrá

Veľkosť a balenie:

  - S, M, L, XL, XXL
  - balené po 1 ks







MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274. Posudzovanie zhody výrobkov bolo obmedzené na úplne nové výrobky (nezahŕňa proces sterilizácie po uvedení na trh).

>>

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026