Chirurgické plášte Matodress STANDARD

Chirurgické plášte STANDARD sú vyrobené z polypropylénovej netkanej textílie. Poskytujú ochranu pred vlasmi, odlupujúcou sa pokožkou a prachom. Každý plášť je voľný, široký a umožňuje dokonale zakryť postavu. Rukávy majú bezšvovú bezprašnú polyesterovú manžetu, ktorá presne obopína zápästie. Dve súpravy šnúrok umožňujú najskôr „špinavé“ a potom „čisté“ viazanie. Špeciálny kartón s pripevnenými vonkajšími šnúrkami umožňuje aseptické zaviazanie plášťa a harmonikové skladanie umožňuje rýchle a samostatné oblečenie chirurgom.

Okrem toho je možné objednať si chirurgický plášť STANDARD vo verzii PLUS, ktorá je odolná voči alkoholu a je dlhšia, aby zaistila bezpečnosť a pohodlie aj počas operácie v sede.

Použitie:

- na krátke operácie s malým množstvom tekutín

Druhy:

- sterilné (sterilizované etylénoxidom) a nesterilné
- sterilné s utierkami na ruky z netkanej textílie
- sterilné s utierkami na ruky z netkanej textílie, naviac zabalené v krepovom papieri
- farba: modrá

Veľkosť a balenie:

- veľkosti: M, L, XL, XXL
- sterilné: balené v papierovo-fóliovom vrecku po 1 ks
- nesterilné: balené v plastovom vrecku po 10 ks







MD

Sterilné zariadenia sú certifikované notifikovanou organizáciou TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesú označenie CE s číslom 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026