Textilná náplasť Fixovis

- vyrobená z pružnej odolnej tkaniny, ktorá sa dokonale prispôsobí akémukoľvek tvaru
- absorpčný vankúšik umiestnený v strede je zaistený mikrosieťou, ktorá chráni náplasť pred prilepením na ranu
- akrylové lepidlo nespôsobuje podráždenie pokožky
- možnosť strihať náplasť podľa individuálnej potreby

Použitie:

- na ošetrovanie odrenín, drobných poranení a rán u osôb s normálnou citlivosťou pokožky

Druhy:

- nesterilná

Veľkosť a balenie:

- dostupné veľkosti: 6 cm x 1 m, 8 cm x 1 m
- nesterilné: balené po 1 ks







MD

>>

©Copyright 2026 matopat.sk | Naposledy aktualizované: 04.11.2026